

**Luiz Guilherme Sartori & Cia Ltda. – EPP**

**CNPJ: 04.861.623/0001-00**

Estr. Municipal RCL-010 nº. 13500, Km 9 – Ajapi - Rio Claro/SP - Resp. Téc.: Charles Eduardo Ceccato CREA/SP: 5062635520

Visando a praticidade e a facilidade de ter acesso às informações contidas nas Instruções de Uso de nossos produtos, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores em acordo com a IN nº 4/2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no site: [http://www.sartori.ind.br/instrucao\\_uso](http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso)

**Importante:** Verifique a versão da Instrução de Uso indicado no rótulo do produto, juntamente com o nº do registro e clique em "Baixar" no documento desejado para iniciar a transferência do arquivo.

Para obter a Instrução de Uso impressa sem custo de emissão e envio, favor entrar em contato com o nosso Serviço de Atendimento ao Consumidor através do telefone +55 (19) 3538-1910 ou pelo e-mail [info@sartori.ind.br](mailto:info@sartori.ind.br).

## INSTRUÇÃO DE USO

### Trocart

#### Registro ANVISA nº 80083650043 - Revisão 01

#### Características e especificações técnicas do produto

**Nome Técnico:** Trocartes

**Nome Comercial:** Trocart

**Matéria Prima:** Policarbonato (NBR 15804-1:2010) e Silicone (NBR ISO 14949:2011)

**Produto Estéril - Método de Esterilização:** Esterilização por Óxido de Etileno - ETO


**Validade:** 5 anos da data de esterilização

**Produto de Uso Único – Produto Não Reutilizável**

**PROIBIDO REPROCESSAR**

#### Identificação dos Modelos Comerciais

Os modelos comerciais que compõem a família do Trocart são disponibilizados para comercialização com os seguintes códigos e descrições e também em diferentes cores, para melhor identificação visual por parte do cirurgião, como indicado na tabela a seguir:

Imagem Ilustrativa	Código	Descrição	Cor
	0194025-075	Trocart Ø2,5x75	Incolor e Branco
	0194025-105	Trocart Ø2,5x105	Incolor e Branco
	0194025-265	Trocart Ø2,5x265	Incolor e Branco
	0194027-110	Trocart Ø2,7x110	Incolor e Branco
	0194040-075	Trocart Ø4x75	Laranja
	0194040-085	Trocart Ø4x85	Laranja
	0194040-115	Trocart Ø4x115	Laranja
	0194050-075	Trocart Ø5x75	Verde
	0194050-085	Trocart Ø5x85	Verde
	0194050-105	Trocart Ø5x105	Verde
	0194060-075	Trocart Ø6x75	Amarelo
	0194060-085	Trocart Ø6x85	Amarelo
	0194060-095	Trocart Ø6x95	Amarelo
	0194070-075	Trocart Ø7x75	Azul
	0194070-085	Trocart Ø7x85	Azul
	0194070-095	Trocart Ø7x95	Azul
	0194080-075	Trocart Ø8x75	Vermelho
	0194080-085	Trocart Ø8x85	Vermelho
	0194080-095	Trocart Ø8x95	Vermelho
	0194080-115	Trocart Ø8x115	Vermelho
0194080-135	Trocart Ø8x135	Vermelho	

## Forma de Apresentação do Produto

O Trocart possui uma interface segura para a interação do Trocart com os instrumentais em Videocirurgias. Possui um design de vedação segura, composta por 3 elementos, para evitar vazamentos. Apresenta uma válvula para o controle preciso de fluidos e proporciona uma prensão robusta na pele e no músculo. O obturador possui um cabo anatômico que proporciona segurança na manipulação do produto. Os modelos comerciais do Trocart são desmontáveis, ou seja, o obturador é retirado da cânula para utilizar os instrumentais em Videocirurgias.

Os modelos estão disponíveis em diferentes cores para melhor identificação visual por parte do cirurgião, ou seja, os modelos com Ø 2,5 e 2,7 na cor Incolor e Branca; os de Ø 4 na cor Laranja, os de Ø 5 na cor Verde, os de Ø 6 na cor Amarelo, os de Ø 7 na cor Azul e os de Ø 8 na cor Vermelho.

O Trocart é um produto médico invasivo de uso de curto prazo, descartável e de uso único.

Os modelos comerciais que compõem a família do Trocart são disponibilizados para comercialização embalados unitariamente, na condição de produto Estéril (Esterilização por Óxido de Etileno - ETO).

Os modelos comerciais da família do Trocart são acondicionados em embalagem dupla tipo Blister (embalagem primária e secundária), manufaturada em filme PET Poli (Tereftalato de Etileno) atóxico, permitindo contato com produtos hospitalares. A embalagem de blister é selada com papel grau cirúrgico, sem corantes e isento de furos, através do processo de selagem a quente. Veja nas imagens a seguir:

<p>REF 0194025-075 LOT XXXXX QTD 1,00 27/04/2017 27/04/2022 Trocart Ø2,5x75</p> <p>REF 0194025-075 LOT XXXXX QTD 1,00 27/04/2017 27/04/2022 Trocart Ø2,5x75</p> <p>Material: Policarbonato e Silicone</p> <p>Nome Comercial: Trocart</p> <p>Nome Técnico: Trocartes</p> <p>LOT</p> <p>Registro ANVISA 80083650043 Instrução de Uso, ver Rev. XX Responsável Técnico Charles E. Ceccato CREA/SP: 5062635520</p> <p>35% 65%</p> <p>#ID</p>		
<b>Imagem ilustrativa do Rótulo e etiqueta de marcação de esterilização</b>		<b>Imagem ilustrativa da embalagem final</b>
<p>STERILE OE      </p> <p><b>Produto Estéril</b> <b>Esterilizado por Óxido de Etileno</b></p> <p>Produto de Uso Único - Não Reutilizar PROIBIDO REPROCESSAR</p> <p><b>PRODUTO MÉDICO HOSPITALAR</b></p> <p>Luiz Guilherme Sartori &amp; Cia Ltda EPP CNPJ: 04.861.623/0001-00 Estr. Municipal RCL 10 Km 09, nº 13.500 - Ajapi - Rio Claro - SP CEP: 13508-000 - Fone: +55 19 3538-1910 comercial@sartori.ind.br . www.sartori.ind.br MADE IN BRAZIL</p> <p>ATENÇÃO: Instrução de Uso disponível em <a href="http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso">http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso</a> Para obter a Instrução de Uso impressa, contatar fone: +55 19 3538-1910 ou e-mail: <a href="mailto:info@sartori.ind.br">info@sartori.ind.br</a></p> <p>Consultar a Instrução de Uso para maiores informações sobre condições de armazenamento, conservação, manipulação, advertências, precauções, instruções e indicações de legenda.</p>		
<b>Informações contidas na caixa de papelão - embalagem final</b>		

Na embalagem secundária é colada uma etiqueta de rastreabilidade do produto, para garantir o monitoramento durante o processo terceirizado de esterilização.

A embalagem de blister é acondicionada em uma embalagem externa de papelão. Sobre a embalagem externa é colado um rótulo, contendo as informações necessárias para a identificação do produto.

Na superfície da embalagem também apresenta as seguintes informações: Instrução de Uso disponível em [http://www.sartori.ind.br/instrucao\\_uso](http://www.sartori.ind.br/instrucao_uso). Reg. ANVISA: 80083650040 - Revisão: XX. Para obter a versão impressa, contatar: Fone: +55 19 3538-1910 - [info@sartori.ind.br](mailto:info@sartori.ind.br). Informações que estão em conformidade com a Instrução Normativa nº 4 de 15 de junho de 2012, que estabelece regras para disponibilização de Instruções de Uso em formato não impresso de produtos para saúde.

Alertamos que é necessário observar a correlação entre a versão da Instrução de Uso disponível no site, ou impressa, com a versão indicada no rótulo do produto.

#### Significado da legenda dos símbolos gráficos contidos na rotulagem do produto médico:

	Código do Produto		Data de Fabricação		Não utilizar se a embalagem estiver danificada
	Número do Lote		Validade		Manter afastado de luz solar ou calor
	Quantidade do produto embalado		Consultar as Instruções para utilização		Manter seco
	Esterilizado por Oxido de Etileno		Não Reutilizar		Frágil – Manusear com cuidado
	Armazenar em temperatura não superior à 55°C		Armazenar em umidade entre 35% e 65% UR		

#### Indicação de Uso / Finalidade

Indicado para uso em Videocirurgias de ombro, joelho e quadril. Sua finalidade é estabelecer uma abertura no corpo humano para inserção de outros instrumentos cirúrgicos.

#### Contraindicações

Não existem contraindicações conhecidas de produtos quando utilizados de acordo com seu uso pretendido que possa comprometer de algum modo a segurança do paciente.

#### Princípio de Funcionamento / Mecanismo de Ação

O Trocart é tipicamente utilizado para ganhar acesso dentro da área do corpo humano, sendo composto por duas partes: Obturador e Cânula. O Obturador é uma peça cilíndrica interna com ponta romba não cortante. Após a introdução do Trocart, o obturador é retirado para introdução de outros instrumentos, tais como a pinças, endoscópios, tesouras etc. A Cânula é uma peça cilíndrica externa que após a retirada do obturador é mantido no paciente, que serve como guia para introdução dos instrumentos cirúrgicos e adaptação de mangueiras para insuflar gases ou irrigar líquidos.

#### Modo de Uso do Produto

O Trocart foi projetado como auxiliador de pontos de passagem para instrumentos em Videocirurgias de ombro, joelho e quadril, servindo como guia para uma melhor visualização nas cavidades sem que haja maiores incisões, tornando assim uma cirurgia com menor trauma cirúrgico. São utilizados em Videocirurgias que necessitem de uma abertura artificial para instrumentação cirúrgica.

O Obturador em sua extremidade distal possui uma ponta que serve como punção para abertura de partes moles, na qual será introduzida com uma cânula, onde o obturador poderá ser retirado após uma invasão bem sucedida, proporcionando assim uma passagem segura para introdução de outros instrumentos cirúrgicos.

Os modelos comerciais do Trocart apresentam diâmetros de obturador variáveis (cada diâmetro possui uma cor diferente), de acordo com os diâmetros das pinças a serem utilizadas.

Instruções de Uso:

- Remover o produto de sua embalagem original estéril;
- Fazer uma incisão nos lugares indicados na pele, utilizando técnica adequada a cada tipo de patologia. A incisão deve ser de dimensão suficiente para permitir a passagem da ponta do Obturador e da Cânula do Trocart;
- Inserir a ponta do Trocart na área a ser operada aplicando uma pressão contínua e descendente. Girar o Trocart durante a inserção. Não utilizar força excessiva;
- Quando concluir o a entrada do produto, retirar cuidadosamente o obturador da cânula, quando este estiver claramente visível dentro da cavidade;
- Manter a cânula na posição ideal;
- Girar a cânula em sentido horário até que as roscas de estabilidade estejam firmemente presas à área a ser operada. Instrumentos endoscópicos de diâmetro adequado podem então ser facilmente introduzidos ou removidos através da cânula e
- Ao final do procedimento, remover a cânula girando em sentido anti-horário no mesmo eixo, e verificar a hemostasia.

**Composição**

O produto é fabricado com policarbonato livre de látex e silicone. O modelo Trocart é composto por Obturador e Cânula, onde a Cânula possui as seguintes partes: Camisa, Tampa de fechamento, Vedação (2 = Perfil Y e 1 = Perfil Circular) e Válvula, como demonstrados na imagem ilustrativa a seguir:

Modelos: 01940XX-XXX - Trocart	Número	Parte	Matéria-Prima	Norma Técnica
	1	Obturador	Policarbonato	NBR 15804-1:2010
	2	Válvula	Policarbonato	NBR 15804-1:2010
	3	Camisa	Policarbonato	NBR 15804-1:2010
	4	Vedação: 2 = Perfil Y e 1 = Perfil Circular	Silicone	NBR ISO 14949:2011
	5	Tampa de Fechamento	Policarbonato	NBR 15804-1:2010

Os modelos comerciais são fabricados com Policarbonato conforme norma ABNT NBR 15804-1:2010 Ed 2 - Materiais poliméricos para aplicações médicas. Parte 1: Especificações para resinas de policarbonato e Emenda 1:2010 e Silicone ABNT NBR ISO 14949:2011 – Implantes para cirurgia — Elastômeros de silicone curados por adição de dois componentes.

## **Esterilização**

Os modelos comerciais que compõem a família do Trocart são fornecidos na condição de produto Estéril, devendo ser retirado de sua embalagem original somente no ambiente cirúrgico estéril e ser utilizado imediatamente.

O método de esterilização utilizado é a Esterilização por Óxido de Etileno – ETO em câmara apropriada. Validade da esterilização: 05 anos da data de esterilização.

## **Condições de Armazenamento**

Para o armazenamento, recomenda-se local seco, arejado, limpo, e longe da umidade, do calor direto e da luz solar e em local isento de contaminação particulada.

Não devem ser deixados próximos a produtos químicos que possam desprender vapores corrosivos. Alertamos também, que os instrumentais não sejam armazenados diretamente sobre o chão, sendo assim, recomenda-se a utilização de prateleiras com altura mínima de 20 cm.

O produto deve ser armazenado de forma a impedir qualquer dano ou alteração as suas características, acabamento de superfície, ou seja, livre da ação de intempéries.

Deve ser evitado o empilhamento inadequado durante o armazenamento.

A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas capacitadas na área médico-hospitalar.

## **Condições para Transporte**

O transporte não adequado poderá gerar riscos ao procedimento cirúrgico e ao paciente. Os efeitos de vibração, quedas, atrito, assentamento defeituoso durante a movimentação e transporte, empilhamento inadequado durante o armazenamento devem ser evitados, para não ocorrer falência precoce do produto.

O produto deve ser devidamente identificado como material médico de uso hospitalar e o transportador devem ser informados sobre o conteúdo e prazo de entrega.

O produto deve ser transportado adequadamente, por empresa devidamente capacitada e pessoal treinado para execução desta etapa, evitando-se quedas e atritos que possam danificar a estrutura e a superfície da peça e embalagem.

O produto deve ser transportado e conservado em local limpo, arejado, protegido de luz solar, fontes de calor e umidade.

## **Condições de Manipulação**

O produto deve ser mantido em suas embalagens originais até o momento de sua utilização, sendo que a abertura da embalagem para utilização cirúrgica e o manuseio do produto deverá ser realizado por pessoal habilitado para este procedimento.

Por tratar-se de um produto em contato com sangue e fluidos corpóreos, existem riscos de contaminação biológica e transmissão de doenças virais.

De modo a minimizar esses riscos, os produtos utilizados ou considerados inadequados ao uso, devem ser tratados como material potencialmente contaminante, devendo-se adotar as normatizações e/ou demais regulamentos locais aplicáveis.

Para o Descarte do Produto recomenda-se que, antes do descarte, o produto seja descaracterizado, para tal as peças podem ser deformadas mecanicamente. Conforme a Resolução RE nº 2605, de 11/08/06, produtos médicos enquadrados como de uso único são proibidos de serem reprocessados.

Produtos médicos que forem removidos da embalagem interna e inseridos dentro do ambiente cirúrgico, mesmo que não tenham sido utilizados ou contaminados por outras fontes, que forem removidos de seus pacientes e que não tenham objetivos de estudos e/ou análises posteriores devem ser adequadamente descartados pela instituição de saúde.

Os métodos e procedimentos de descarte do produto médico utilizado devem assegurar a completa descaracterização do mesmo, impedindo qualquer possibilidade de sua reutilização. A descaracterização do produto médico é de inteira responsabilidade da instituição de saúde, assim como, os métodos e procedimentos de descarte utilizados. Entretanto, a Sartori Instrumentos, Implantes e Fixadores recomenda que tais produtos sejam deformados mecanicamente, em seguida, devem ser identificados de forma clara e visível, indicando a sua situação, ou seja, impróprio ao uso.

Os implantes devem ser descartados em locais apropriados, de forma a evitar a contaminação do meio ambiente e demais indivíduos.

Recomenda-se a adoção dos regulamentos legais locais para descarte de produtos potencialmente contaminantes. Produto de uso único – não reutilizar.

O produto também poderá ser descartado conforme requisitos especificados na Resolução RDC nº 306, de 07 de dezembro de 2004, que dispõe sobre o Regulamento Técnico para o gerenciamento de resíduos de serviços de saúde.

#### **Advertências**

- Cirurgias minimamente invasivas (Videocirurgias) deverão ser realizadas apenas por pessoal devidamente treinado e familiarizado com as técnicas a serem empregadas.
- As aderências ou anomalias anatômicas, ou outras obstruções, caso verificadas, podem impedir a utilização segura do Trocart;
- Caso ocorra queda acidental com o Trocart, o mesmo deve ser devidamente descartado, não deve ser utilizado em hipótese alguma, pois quedas podem alterar as propriedades mecânicas do produto, acarretando falência prematura e também perda da esterilização;
- Trocart com pontas danificadas não podem ser utilizadas.
- Não utilize o produto se a embalagem estéril esteja danificada, com data de validade vencida, ou apresente suas condições originais alteradas;
- Produto de Uso Único - Proibido Reutilizar, PROIBIDO REPROCESSAR. O produto nunca deve ser reutilizado, embora possa parecer não estar danificado, as tensões prévias a que os mesmos foram submetidos podem originar imperfeições que reduziram o tempo de vida útil do produto num reutilização.

#### **Precauções**

- A abertura da embalagem para utilização cirúrgica somente deverá ser feita por pessoal habilitado a realizar esse procedimento, para que não ocorra dano ao material ou infecção cruzada;
- É recomendado que os modelos comerciais do Trocart que serão utilizados sejam desembalados imediatamente antes da etapa a que se destina, de forma a preservar intactos o acabamento da superfície e a configuração original, e convém que os mesmos sejam manuseados o mínimo possível quando nessas condições. Deve-se evitar a contaminação cruzada do produto;

- Quedas ou esmagamento sobre superfícies duras podem causar danos ao produto. Dessa forma é necessário que o operador realize uma inspeção do produto, quanto a sua integridade na abertura da embalagem e, se for observado alguma anormalidade, o produto não deverá ser utilizado;
- Na utilização do produto orientar a ponta do Trocart de modo a afastá-la dos principais vasos e estruturas e não exercer força excessiva;
- Ter cuidado ao introduzir ou retirar instrumentos através do corpo da cânula do Trocart, de forma a evitar danos às vedações inerentes ao produto, o que poderia dar origem à perda de gases ou líquidos.

### **Efeitos Adversos**

Complicações associadas com o uso do Trocart são as mesmas associadas com o uso de trocartes cirúrgicos em geral e incluem, mas não limitam a: lesões superficiais, dano nos vasos internos, hemorragias, hematomas e infecções.

### **FABRICADO POR:**

**LUIZ GUILHERME SARTORI & CIA LTDA - EPP.**

Estrada RCL 10 Km 9 n.º 13500 - Distrito de Ajapi - Rio Claro - SP

CEP: 13508-000 Tel.: (19) 3538-1910

CNPJ: 04.861.623/0001-00 Indústria Brasileira

**ATENDIMENTO AO CONSUMIDOR: (19) 3538-1910**

e-mail: [info@sartori.ind.br](mailto:info@sartori.ind.br)

**Registro ANVISA nº: 80083650043**

**Responsável Técnico: Charles Eduardo Ceccato**

**CREA/SP: 5062635520**

Revisão 01 12/2017

C023.060