



# Âncoras

Catálogo de Produtos

Sartori Implantes

# ÍNDICE

# Âncoras

AnchorFlex	04
AnchorFix	06
Âncora de Sutura	10


## ENTRE EM CONTATO

Fone +55 19 3538.1910  
[www.sartori.ind.br](http://www.sartori.ind.br)  
[comercial@sartori.ind.br](mailto:comercial@sartori.ind.br)

Estrada Municipal | RCL 10. Km 9 | nº13500  
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep: 13508-500

## ÂNCORA FLEXÍVEL - ANCHORFLEX

As Âncoras Flexíveis Anchorflex Sartori estão disponíveis nos tamanhos 1.0 Mini, 1.4, 2.3 e 2.5mm. O modelo Anchorflex 1.0mm Mini possui um Aplicador exclusivo, projetado para cirurgias de mão. Os modelos 1.4, 2.3 e 2.5mm possuem três opções de comprimento de aplicador, sendo o aplicador Haste Curta "HC" para cirurgias abertas e com pouca camada de partes moles, o aplicador Standard "STD" para cirurgias com média camada de partes moles e que exigem o auxílio de cânulas guias, e o modelos Haste Longa "HL" para cirurgias com grande camada de partes moles onde são indispensáveis o auxílio de cânulas guias longas, proporcionando ao cirurgião um procedimento cirúrgico preciso, rápido e seguro."



Os modelos comerciais que compõem a família da Âncora Flexível com aplicador descartável são disponibilizados para comercialização unitariamente nas seguintes dimensões:

#### ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,0MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114001-013	01	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	MINI
0114011-013	01	USP#2-0	01	1/2 Circulo 2,0cm	MINI
0114021-213	01	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	MINI

#### ÂNCORA FLEXÍVEL Ø1,4MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114001-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114011-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114021-415	01	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114031-415	01	USP#2	01	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114041-415	01	USP#2	01	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114061-415	01	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114071-415	01	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114001-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114011-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	HC
0114021-423	02	USP#2-0	00	1/2 Circulo 2,0cm	HL
0114031-423	02	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114041-423	02	USP#2-0	02	1/2 Circulo 2,0cm	HC
0114061-423	02	USP#2-0	04	1/2 Circulo 2,0cm	STD
0114071-423	02	USP#2-0	04	1/2 Circulo 2,0cm	HC


#### ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,3MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114002-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114012-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114022-325	02	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114032-325	02	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114042-325	02	USP#2	02	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114062-325	02	USP#2	04	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114072-325	02	USP#2	04	1/2 Circulo 2,5cm	HL

#### ÂNCORA FLEXÍVEL Ø2,5MM

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR
0114002-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114012-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114022-535	03	USP#2	00	1/2 Circulo 2,5cm	HL
0114032-535	03	USP#2	03	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114042-535	03	USP#2	03	1/2 Circulo 2,5cm	HC
0114062-535	03	USP#2	06	1/2 Circulo 2,5cm	STD
0114072-535	03	USP#2	06	1/2 Circulo 2,5cm	HL


A correta seleção dos modelos comerciais e medidas da família da Âncora Flexível com aplicador descartável a serem implantados é responsabilidade do cirurgião que também é responsável pela técnica adotada, devendo este estar familiarizado com o material, o método de aplicação e o procedimento cirúrgico a ser adotado. O êxito do procedimento está ligado à correta seleção, posicionamento e fixação dos dispositivos que é de responsabilidade do médico que avalia o paciente e decide quais os implantes a serem utilizados. Está vinculado também o rigoroso cumprimento dos cuidados pós-operatórios recomendados pelo médico responsável.





AnchorFix representa o que há de melhor no mercado. Possui excelente resistência mecânica e sua utilização é altamente segura, como comprovado por diversos testes. É fabricada em Liga de Titânio e montada com fios de sutura de Polietileno de Ultra Alto Peso Molecular (UHMWPE). Indicada para reconstrução de ligamentos, tendões e fixação de partes moles. AnchorFix é versátil, permitindo ao cirurgião uma gama de opção frente as diversas patologias.

Possui modelos com ou sem agulhas; com um ou dois fios de sutura e com diâmetros de 1.9mm, 2.0mm, 2.7mm, 4.0mm e 4.5mm. Pode ser utilizada em cirurgias convencionais ou artroscópicas. Seu design permite fixação rápida e menos invasiva. AnchorFix restabelece o que há de melhor no paciente: a vida!



A Sartori oferece nos modelos Anchorfix 3.0, 3.5, 5.0 e 5.5 duas opções de comprimento de aplicador, sendo a Haste STD e Haste Longa "HL". Os modelos HL foram projetados para cirurgias na região do quadril (ou regiões de grandes camadas de partes moles), proporcionando ao cirurgião um procedimento cirúrgico preciso, rápido e seguro. Para modelos 1.7, 1.9 e 2.0 estão disponíveis em duas opções de comprimento de aplicador, sendo Haste STD e Haste Curta "HC". Os modelos HC foram projetadas para cirurgias na região da mão.





### ANCHORFIX Ø1,7mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112001-715	01	USP#2	-	-	STD		
0112011-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112021-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112061-715	01	USP#2	-	-	HC		
0112071-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112081-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112001-723	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112011-723	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112021-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112061-723	02	USP#2-0	-	-	HC		
0112071-723	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112081-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		

### ANCHORFIX Ø1,9mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112001-915	01	USP#2	-	-	STD		
0112011-915	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112021-915	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112061-915	01	USP#2	-	-	HC		
0112071-915	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112081-915	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112001-923	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112011-923	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112021-923	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112061-923	02	USP#2-0	-	-	HC		
0112071-923	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112081-923	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		


### ANCHORFIX Ø2,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112002-015	01	USP#2	-	-	STD		
0112012-015	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112022-015	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112062-015	01	USP#2	-	-	HC		
0112072-015	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112082-015	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HC		
0112002-023	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112012-023	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112022-023	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112062-023	02	USP#2-0	-	-	HC		
0112072-023	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		
0112082-023	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	HC		


ANCHORFIX Ø2,7mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112002-715	01	USP#2	-	-	STD		
0112012-715	01	USP#2	01	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112022-715	01	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112002-725	02	USP#2	-	-	STD		
0112012-725	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112022-725	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112002-723	02	USP#2-0	-	-	STD		
0112012-723	02	USP#2-0	02	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		
0112022-723	02	USP#2-0	04	1/2 CIRCULO 2,0cm	STD		


ANCHORFIX Ø3,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112103-025	02	USP#2	-	-	STD		
0112133-025	02	USP#2	-	-	HL		
0112113-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112143-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112123-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112153-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		



ANCHORFIX Ø3,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112103-525	02	USP#2	-	-	STD		
0112133-525	02	USP#2	-	-	HL		
0112113-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112143-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112123-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112153-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		

ANCHORFIX Ø4,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112104-025	02	USP#2	-	-	STD		
0112014-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112024-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		

ANCHORFIX Ø4,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112004-525	02	USP#2	-	-	STD		
0112014-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112024-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		

ANCHORFIX Ø5,0mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112105-025	02	USP#2	-	-	STD		
0112135-025	02	USP#2	-	-	HL		
0112115-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112145-025	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112125-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112155-025	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112105-035	03	USP#2	-	-	STD		
0112135-035	03	USP#2	-	-	HL		
0112115-035	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112145-035	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112125-035	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112155-035	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		


ANCHORFIX Ø5,5mm

CÓDIGO	QTDE. SUTURA	ESP. SUTURA	QTDE. AGULHAS	AGULHA ATRAUMÁTICA	APLICADOR	TAMPA	ENGATE
0112105-525	02	USP#2	-	-	STD		
0112115-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112125-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112135-525	02	USP#2	-	-	HL		
0112145-525	02	USP#2	02	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112155-525	02	USP#2	04	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112105-535	03	USP#2	-	-	STD		
0112115-535	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112125-535	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	STD		
0112135-535	03	USP#2	-	-	HL		
0112145-535	03	USP#2	03	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		
0112155-535	03	USP#2	06	1/2 CIRCULO 2,5cm	HL		



## ÂNCORA DE SUTURA



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	ENGATE
AL20 1 300	ÂNCORA PARA SUTURA 2,0MM	
AL20 1 310	ÂNCORA PARA SUTURA 2,7MM	
AL20 1 320	ÂNCORA PARA SUTURA 3,5MM	
AL20 1 330	ÂNCORA PARA SUTURA 4,0MM	
AL20 1 340	ÂNCORA PARA SUTURA 4,5MM	
AL20 1 350	ÂNCORA PARA SUTURA 5,0MM	



Estrada Municipal RCL 10. Km 9 | nº135000  
Distrito de Ajapi | Rio Claro-SP | Cep:13508-500

+55 19 3538 1910

[comercial@sartori.ind.br](mailto:comercial@sartori.ind.br)

[www.sartori.ind.br](http://www.sartori.ind.br)