



FIXADOR EXTERNO

ESTÉRIL



ÍNDICE

FIXADOR EXTERNO ESTÉRIL

FIXADOR EXTERNO TIPO PRESTON	03
FIXADOR EXTERNO ARTICULADO	03
FIXADOR EXTERNO TIPO WAGNER	04
FIXADOR EXTERNO PARA FALANGE	04
FIXADOR EXTERNO LINEFIX	05
FIXADOR EXTERNO COLLES	06
FIXADOR EXTERNO TIPO JURGAN	06
FIXADOR EXTERNO ESTÁTICO	06



ENTRE EM
CONTATO

 (19) 3538-1910
 WWW.SARTORI.IND.BR
 comercial@sartori.ind.br
 Av. Brasil, 13.500 – Bairro Ajapi
Rio Claro – SP
CEP: 13508-500



FIXADOR EXTERNO TIPO PRESTON



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F10 1 030	Fixador Externo Linear Tipo Preston Adulto MS03 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX 4,5x200XT	08
F10 1 040	Fixador Externo Linear Tipo Preston Infantil MS04 – Estéril	01
AF35 6 480	Pino Intramedular Ósseo - RXCX 4,0x150XT	06



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F10 1 050	Fixador Externo Linear Tipo Preston Tubular MS05 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX 4,5x200XT	08



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F10 1 060	Fixador Externo Linear Tipo Preston Tubular MS06 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX 4,5x200XT	08

FIXADOR EXTERNO ARTICULADO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F10 4 010	Fixador Externo Articulado Adulto MS13 – Estéril	01
AF35 6 380	Pino Intramedular Ósseo - CXBX 5,0x200XT A	06
F10 4 020	Fixador Externo Articulado Infantil MS14 – Estéril	01
AF35 6 480	Pino Intramedular Ósseo - CXBX 4,0x150XT	06



FIXADOR EXTERNO TIPO WAGNER



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F10 2 010	Fixador Externo Articulado Tipo Wagner Adulto MS07 – Estéril	01
AF35 4 600	Pino Intramedular Ósseo - RXDX 6,0x150XT	04
F10 2 020	Fixador Externo Articulado Tipo Wagner Infantil MS08 – Estéril	01
AF35 4 480	Pino Intramedular Ósseo - RXDX 4,0x150XT	04

FIXADOR EXTERNO PARA FALANGE



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F04 1 070	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Falange Única - Estéril	01
AF35 5 200	Pino Intramedular Ósseo - CXBX1,5X60XT	05



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F05 1 160	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Falange Dupla - Estéril	01
AF35 5 200	Pino Intramedular Ósseo - CXBX1,5X60XT	05

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 1 204	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Falange T 100 – Estéril	01
AF35 4 440	Pino Intramedular Ósseo - RXDX2,5X100XT	04

F08 1 206	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Falange T 150 – Estéril	01
AF35 4 440	Pino Intramedular Ósseo - RXDX2,5X100XT	04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 4 202	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Punho/Alumínio T 150 – Estéril	01
AF35 4 440	Pino Intramedular Ósseo - RXDX2,5X100XT	04

F08 4 206	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Punho/Alumínio T 200 – Estéril	01
AF35 4 450	Pino Intramedular Ósseo - RXDX3,0X100XT	04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 6 202	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Rádio/Úmero T 150 – Estéril	01
AF35 4 440	Pino Intramedular Ósseo - RXDX2,5X100XT	04

F08 6 204	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Rádio/Úmero T 170 – Estéril	01
AF35 4 440	Pino Intramedular Ósseo - RXDX2,5X100XT	04

F08 6 206	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Rádio/Úmero T 200 – Estéril	01
AF35 4 450	Pino Intramedular Ósseo - RXDX3,0X100XT	04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 9 206	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Úmero T 200 – Estéril	01
AF35 4 450	Pino Intramedular Ósseo - RXDX3,0X100XT	04

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 7 203	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Tibia T 250 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08

F08 7 206	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Tibia T 250 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08

F08 7 207	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Tibia T 250 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 8 206	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Tibia/Fêmur T 300 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08

F08 8 208	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Tibia/Fêmur T 300 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F08 2 209	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Fêmur T 350 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08

F08 3 200	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Linefix Fêmur/Bacia T 400 – Estéril	01
AF35 8 680	Pino Intramedular Ósseo - RXCX4,5X200XT	08



FIXADOR EXTERNO COLLES



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
F02 1 363	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Colles 160 – Estéril	01
AF35 3 440	Pino Intramedular Ósseo - RDX2,5X100XT	03
AF35 3 450	Pino Intramedular Ósseo - RDX3,0X100XT	03

F02 1 365	Sistema de Fixação Óssea Sartori - Colles 180 – Estéril	01
AF35 3 440	Pino Intramedular Ósseo - RDX2,5X100XT	03
AF35 3 450	Pino Intramedular Ósseo - RDX3,0X100XT	03

FIXADOR EXTERNO TIPO JURGAN



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	
F10 8 300	Fixador Externo Linear Tipo Jurgan MS40 - Estéril	Ø1,0mm
F10 8 400	Fixador Externo Linear Tipo Jurgan MS41 - Estéril	Ø1,5mm
F10 8 500	Fixador Externo Linear Tipo Jurgan MS42 - Estéril	Ø2,0mm
F10 8 600	Fixador Externo Linear Tipo Jurgan MS43 - Estéril	Ø2,5mm
F10 8 700	Fixador Externo Linear Tipo Jurgan MS44 - Estéril	Ø3,0mm
F10 8 800	Fixador Externo Linear Tipo Jurgan MS45 - Estéril	Ø3,5mm

Nota: Fixador Externo Tipo Jurgan Não Estéril consultar equipe comercial da Sartori Implantes.

FIXADOR EXTERNO ESTÁTICO



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
7006000-300	Fixador Externo Estático P300, Estéril	01
AF35 6 740	Pino Intramedular Ósseo - RXCX5,0X200XT	06

7006000-350	Fixador Externo Estático P350, Estéril	01
AF35 6 740	Pino Intramedular Ósseo - RXCX5,0X200XT	06

7006000-400	Fixador Externo Estático P400, Estéril	01
AF35 6 740	Pino Intramedular Ósseo - RXCX5,0X200XT	06



CÓDIGO	DESCRIÇÃO	QTDE.
7006002-300	Fixador Externo Estático PII 300, Estéril	01
AF35 6 740	Pino Intramedular Ósseo - RXCX5,0X200XT	06

7006002-350	Fixador Externo Estático PII 350, Estéril	01
AF35 6 740	Pino Intramedular Ósseo - RXCX5,0X200XT	06

7006002-400	Fixador Externo Estático PII 400, Estéril	01
AF35 6 740	Pino Intramedular Ósseo - RXCX5,0X200XT	06



FIXADOR

EXTERNO ESTÉRIL



ENTRE EM
CONTATO

 (19) 3538-1910

 WWW.SARTORI.IND.BR

 comercial@sartori.ind.br

 Av. Brasil, 13.500 - Bairro Ajapi
Rio Claro - SP
CEP: 13508-500